

## Technisches Datenblatt

**Einwegdecke RUB 300 mit Polyesterfüllung**


**Artikel Nr RUB 300**

Reintex Betten -Set

**Basis UID Nr. 426243112RTBETTSET16P**

**SRN- Nr: DE-MF-000041775**

### Produktbild



### Beschreibung und Anwendung

Das Einweg Patienten Betten-Set (Einwegdecke) ist für den kurzfristigen Einmalgebrauch in Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransport und Pflegeheime sowie häusliche Pflege bestimmt und bildet eine physikalische Barriere gegen die direkte Übertragung von potenziell kontaminierenden Keimen auf den Patienten.

### Produktbeschreibung

- Füllung: Polyesterfüllung, außen PP-Vlies
- Außenhülle: PP-Vlies 2 Lagen
- Gewicht: ca.300 Gramm
- Farbe: blau
- Größe: ca.190x110 cm
- Einzeln hygienisch und platzsparend in Polybeutel verpackt

### Verpackungsinformation

- Kartongröße: 78x32x32 cm
- Bruttogewicht: 17Kg
- Verpackungseinheit: 50Stück

### Zusatzinformationen

GTIN Nummer Primär 4262431120658

GTIN Nummer Sekundär 4262431120016

Medizinprodukt Klasse I gemäß EU-Verordnung 2017/745 MDR

**Sie benötigen genauere Informationen? Kommen Sie auf uns zu – wir beraten Sie gerne!**

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.



**Reintex GmbH, Anhalter Str.15,68775 Ketsch**

**Kontakt: Tel/ Fax : +49 6202 92 76 876 / 878 info@reintex.com**