

# reintex

Hersteller von medizinischen  
Einwegprodukten für Notfall & Hygiene

## Technisches Datenblatt

**Einwegdecke RUB600 mit Polyesterwattefüllung**

**Artikel Nr RUB600**

Reintex Betten -Set

**Basis UID Nr. 426243112RTBETTSET16 P**

**SRN- Nr: DE-MF-000041775**

### Produktbild



### Beschreibung und Anwendung

Das Einweg Patienten Betten-Set (Einwegdecke) ist für den kurzfristigen Einmalgebrauch in Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransport und Pflegeheime sowie häusliche Pflege bestimmt und bildet eine physikalische Barriere gegen die direkte Übertragung von potentiell kontaminierenden Keimen auf den Patienten.

### Produktbeschreibung

- Füllung: Polyester-Wattefüllung, außen PP-Vlies
- Außenhülle: PP-Vlies 2 Lagen
- Gewicht: ca.600 Gramm
- Farbe: blau
- Größe: ca.190x110 cm
- Einzeln hygienisch und platzsparend in Polybeutel verpackt

### Verpackungsinformation

- Kartongröße: 78x37,4x32 cm
- Bruttogewicht: 20 Kg
- Verpackungseinheit: 30 Stück

### Zusatzinformationen

GTIN Nummer Primär 4262431121198

GTIN Nummer Sekundär 4262431121204

Medizinprodukt Klasse I gemäß EU-Verordnung 2017/745 MDR

**Sie benötigen genauere Informationen? Kommen Sie auf uns zu – wir beraten Sie gerne!**

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.  
Änderungen vorbehalten keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.



**Reintex GmbH, Anhalter Str.15,68775 Ketsch**

**Kontakt: Tel/ Fax : +49 6202 92 76 876 / 878 info@reintex.com**