

Technisches Datenblatt

Einwegdecke RUB650 mit Polyesterwattefüllung

Artikel Nr.: RUB650

Reintex Betten -Set

Basis UID Nr. 426243112RTBETTSET16P

SRN- Nr: DE-MF-000041775



Beschreibung und Anwendung

Das Einweg Patienten Betten-Set (Einwegdecke) ist für den kurzfristigen Einmalgebrauch in Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransport und Pflegeheime sowie häusliche Pflege bestimmt und bildet eine physikalische Barriere gegen die direkte Übertragung von potenziell kontaminierenden Keimen auf den Patienten.

Produktbeschreibung

- Füllung: Polyesterwattefüllung, außen PP-Vlies
- Außenhülle: PP-Vlies 2 Lagen
- Gewicht: ca.650 Gramm
- Farbe: blau
- Größe: ca.190x110 cm
- Einzeln hygienisch und platzsparend in Polybeutel verpackt

Verpackungsinformation

- Kartongröße: 78x37,4x37,4 cm
- Bruttogewicht: 19 Kg
- Verpackungseinheit: 28 Stück

Zusatzinformationen

GTIN Nummer Primär 4262431121174

GTIN Nummer Sekundär 4262431121181

Medizinprodukt Klasse I gemäß EU-Verordnung 2017/745 MDR

Sie benötigen genauere Informationen? Kommen Sie auf uns zu – wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

