



reintex

Hersteller von medizinischen
Einwegprodukten für Notfall & Hygiene

Technisches Datenblatt

Einwegdecke RUB700 mit Polyesterwattefüllung


Artikel Nr RUB700

Reintex Betten -Set

Basis UID Nr. 426243112RTBETTSET16P

SRN- Nr: DE-MF-000041775

Produktbild



Beschreibung und Anwendung

Das Einweg Patienten Betten-Set (Einwegdecke) ist für den kurzfristigen Einmalgebrauch in Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransport und Pflegeheime sowie häusliche Pflege bestimmt und bildet eine physikalische Barriere gegen die direkte Übertragung von potentiell kontaminierenden Keimen auf den Patienten.

Produktbeschreibung

- Füllung: Polyester-Wattefüllung, außen PP-Vlies
- Außenhülle: PP-Vlies 2 Lagen
- Gewicht: ca.700 Gramm
- Farbe: blau
- Größe: ca.190x110 cm
- Einzeln hygienisch und platzsparend in Polybeutel verpackt

Verpackungsinformation

- Kartongröße: 78x37,4x32 cm
- Bruttogewicht: 20 Kg
- Verpackungseinheit: 28 Stück

Zusatzinformationen

GTIN Nummer Primär 4262431121167

GTIN Nummer Sekundär 4262431121150

Medizinprodukt Klasse I gemäß EU-Verordnung 2017/745 MDR

Sie benötigen genauere Informationen? Kommen Sie auf uns zu – wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.



Reintex GmbH, Anhalter Str.15,68775 Ketsch

Kontakt: Tel/ Fax : +49 6202 92 76 876 / 878 info@reintex.com