

Technisches Datenblatt

Reintex Umbettungstuch/ Umbettungslaken

Artikel Nr.: RTUBT

Reintex Umbettungstuch/ Umbettungslaken

Basis UID Nr. 426243112RTUMBETT2G

SRN- Nr: DE-MF-000041775



Beschreibung und Anwendung

Das Umbettungstuch/Umbettungslaken minimiert die Reibung und/oder Scherung beim Transferieren eines Patienten in Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransporten und Pflegeheimen, sowie der häuslichen Pflege. Eine Reibungsminderndes Umbettungslaken trägt dazu bei, dass mit der manuellen Handhabung verbundene Verletzungsrisiko für den Patienten zu verringern. Die Umbettung findet zwischen zwei nebeneinanderstehenden Betten statt.

Nicht als Trage/ Bergetuch geeignet.

Patienten nicht mit dem Laken anheben!

Produktbeschreibung

- Belastbarkeit: bis 160kg
- Absorbierender Kern
- Gewicht: ca.400Gramm
- Farbe: blau
- Größe: ca.220x100 cm
- Einzeln hygienisch und platzsparend in Polybeutel verpackt

Verpackungsinformation

- Kartongröße: 78x32x32 cm
- Bruttogewicht: 15 Kg
- Verpackungseinheit: 30 Stück

Zusatzinformationen

GTIN Nummer Primär 4262431120634

GTIN Nummer Sekundär 4262431120214

Medizinprodukt Klasse I gemäß EU-Verordnung 2017/745 MDR

Sie benötigen genauere Informationen? Kommen Sie auf uns zu – wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.



Reintex GmbH, Anhalter Str.15,68775 Ketsch

Kontakt: Tel/ Fax : +49 6202 92 76 876 / 878 info@reintex.com