



NOBA[®] Transfertuch

REF: 620150

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Einmal-Transfertuch (75 cm x 190 cm) mit vier im Material eingearbeiteten Griffen auf jeder Seite. Es dient gleichzeitig als saugfähige Unterlage für Tragen, Liegen und Betten und zum lateralen Verlagern von Patienten. Durch das Tuch wird eine mechanische Barriere zwischen Patienten und Liegegelegenheit geschaffen und somit einer Keimverschleppung entgegengewirkt. Das Saugvolumen gemäß ISO 11948-1 beträgt ca. 3000 mL.

Zusammensetzung

Polypropylen, Polyethylen, Zellstoff, Superabsorber

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Hinweis

Für Patienten bis 150 kg. Bei einem Gewicht von über 150 kg bis maximal 230 kg müssen zwei Tücher übereinander verwendet werden

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär: PE-Beutel

Sekundär: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete

Symbole: Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe